

Brugervejledning for hørebatterier

Luft/zink batterier

Kendetegnet for luft/zink batterier er, at der sidder en lille mærkat på batterierne. Når den lille mærkat fjernes kommer der luft til batteriet via de huller som sidder på plus siden af batteriet (se tegning) - derved aktiveres batteriet.

En kemisk proces går i gang og efter et lille minut, kan batteriet sættes i apparatet. Det kan tage et par minutter inden det nye batteri virker med fuld effekt.



Opbevaring

Batterierne bør opbevares i emballagen ved stuetemperatur og normal luftfugtighed, til de tages i brug. Undgå at opbevare dem for varmt, da varme vil forkorte levetiden. Det anbefales ikke at opbevare dem i køleskabet.

Batterierne bør ikke opbevares løse i lommen eller i tasken, da andet metal, såsom mønter eller nøgler kan kortslutte batterierne. Opbevar dem i emballagen til de tages i brug.

OBS! Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdbarhed

Holdbarheden i apparatet vil være individuel fra bruger til bruger. Høreapparatypen, høretabet, batteristørrelsen, brugstiden og støjniveauet i dine omgivelser vil være årsag til, at holdbarheden kan variere fra få dage og op til flere uger.

Batteriets holdbarhed kan ikke forlænges væsentligt ved at sætte mærkaten tilbage på batteriet. Når først den er fjernet, er batteriet aktiveret. Efter 4-8 uger vil batteriet være opbrugt, uanset om det bruges i høreapparatet eller ej. Undgå derfor at fjerne mærkaten, før batteriet tages i brug.

Levetid

"Anvendes før" datoen står på bagsiden af pakningen med et 4 eller 6 cifret tal. Det vil sige, at cifrene 0506 eller 05/2006 betyder at den garanterede levetid er maj måned i år 2006. Tjek derfor altid "Anvendes før" datoen og brug de ældste batterier først.

Den garanterede levetiden for hørebatterier er 3 år fra produktionsdatoen, men det er ikke ensbetydende med at batterierne er løbt tør for strøm efter 3 år. Der vil stadig være strøm på batterierne dog ikke med fuld effekt.

Kontrol af batteriet

I tilfælde af, at man ønsker at kontrollere batteriet for strøm, vil den bedste måde være, at teste det i høreapparatet. Skulle man være i tvivl om det apparatet den er gal med, kan man teste batteriet i en batteritester. Det skal siges, at vi ikke anbefaler at gøre det, da batteritesteren i de fleste tilfælde tapper batteriet for strøm.

Bruger man en batteritester, skal man være opmærksom på, at batteritesteren ikke viser hvor meget levetid der er tilbage, men kun om der er strøm på batteriet eller om det er opbrugt.